



Máscara FFP2 e KN95 PROTECT+ sem válvula

Ref Sintimex: DEXMASNK95PRO



Banda de conforto no ajuste nasal



Clip salva orelhas



Características Técnicas:

Composição: Poliéster, sem látex

Cores: Branco

Nível de Proteção: FFP2

Tamanhos: Tamanho único

Descrição:

- Máscara de proteção respiratória FFP2 e KN95 descartável sem válvula: adequada para proteção contra a COVID-19;
- Nível de filtração de poeira, aerossóis sólidos e líquidos (tamanho >0,3 micron) >95%;
- Clip nasal, ajuste rápido e fácil com **banda de conforto** no ajuste nasal;
- Adapta-se a movimentos do rosto com mais conforto;
- Clip salva orelhas;
- Certificada pela **SHENZHAN ACADEMY OF METROLOGY & QUALITY INSPECTION** segundo a norma **GB 2626-2006** correspondente às máscaras KN95 e pelo laboratório europeu "CCQS certification services limited", enquanto FFP2;
- Acondicionamento: 20 máscaras por caixa em packs de 2; 40 caixas por caixote; 800 máscaras por caixote;
- Ref. fabricante: K03 e K8201;
- Validade 3 anos.

Normas: EN 149:2001+A1:2009 e GB 2626-2006

Instruções de Utilização:

Colocação da máscara:

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica antes de manipular.
2. É conveniente fazer uma reentrância no clipe nasal, como mostra a figura para uma colocação correta.
3. Inserir a parte superior da máscara. Segurar a máscara do exterior e estender os elásticos de ambos os lados da máscara. Estender os elásticos de ambos os lados das orelhas.
4. Ajustar a banda nasal ao nariz e **verificar se a máscara está corretamente ajustada. Não deve haver espaço entre a pele e a máscara, o isolamento deve ser perfeito!**
5. Uma vez no lugar, não tocar na máscara com as mãos. Se precisar de tocar na máscara, deve voltar a lavar as mãos.



Remoção da máscara:

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.
2. Remover a máscara sem tocar na parte da frente da máscara.
3. Descarte-o num recipiente com um saco de plástico.
4. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.



Exemplos de Aplicações: Esta máscara não é um dispositivo médico. Protege contra partículas, vírus, bactérias, aerossóis sólidos e/ou líquidos identificados como perigosos ou irritantes. **(A utilização desta máscara não dispensa o cumprimento das medidas de distanciamento social e de outras medidas estabelecidas.)**