

## MANUAL – NORMAS DE UTILIZAÇÃO VISEIRA DE PROTEÇÃO



- 1** VISEIRA PROTETORA TRANSPARENTE
- 2** BANDA DE REFORÇO
- 3** ESTRUTURA
- 4** ELÁSTICO FIXADOR

**DESINFETAR OU ESTERILIZAR ANTES DE USAR**  
**A SUA VISEIRA DEVE SER ESTERIZADA C/ ÁLCOOL, DESINFETANTE**  
**OU MERGULHADA NUMA MISTURA DE ÁGUA C/ LIXÍVIA (10/1)**